

Instrucciones de uso y cuidado

Skinergy™ Plus Funda estética para la prótesis de pierna de silicona

Esta funda Skinergy™ Plus ha sido seleccionada para brindarle el mejor acabado estético para su prótesis. Tómese un momento para leer la información de cuidado y uso del producto.

Material

Skinergy Plus está fabricado con un polímero basado en silicona con excelente resistencia a las manchas y mayor resistencia a rasgaduras que otros productos similares sin revestimiento, y pueden estirarse hasta un 25% en cualquier dirección. Dichas características permiten que la funda se adapte a la estructura subyacente con precisión. Como el material puede estirarse considerablemente, las fundas se ajustan a los dispositivos que absorben la torsión y permiten el calce perfecto en el tobillo.

Aunque Skinergy es más resistente a rasgaduras y perforaciones que un corrector estético sin funda, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar dañar la funda al entrar en contacto con materiales abrasivos. Las fundas no deben considerarse parte de la suspensión de la prótesis, aunque pueden utilizarse para facilitar la transición entre la media y la piel.

Nota: Se deben tomar precauciones sensatas cuando la funda esté en contacto directo con la piel o se coloque por encima de una media para detectar y prevenir cualquier efecto secundario en el muñón causado por constricción o contacto, tales como enrojecimiento, aparición de ampollas y frío. Si padece alguno de estos efectos, consulte a su equipo clínico.

Compatibilidad con las prótesis

Las fundas Skinergy Plus habitualmente se usan para reemplazar directamente a las fundas de tela, sin necesidad de cambiar la prótesis utilizada. Recomendamos probar una amplia variedad de calzados que probablemente utilice en la prótesis acabada. Si no perdió el pie por completo, el taller podría tener que modificar el material interno de la funda cosmética, sin afectar los componentes estructurales.

Si necesita acceder a su prótesis a la altura del talón y sistemas de suspensión, su protesista puede preparar un agujero de acceso e informarle el uso correcto del mismo.

Limpieza

Puede limpiar su funda a diario con agua y jabón. Luego de limpiarla, seque al aire libre; no lave ni seque a altas temperaturas. No se recomienda quitar la funda para una limpieza interna; contacte a su protesista si fuera necesario.

Exposición al agua

La funda no es impermeable, ya que los agujeros permitirían la entrada de humedad y, como consecuencia, los componentes estructurales podrían dañarse. Procure evitar dicho daño y examine la funda con frecuencia para detectar cualquier defecto pequeño.

Preste atención especial si lo utiliza en ambientes que puedan favorecer la exposición a la humedad, tales como las áreas junto a la piscina o durante actividades en la playa o nieve.

Nota: La suela de la funda se volverá resbaladiza si se moja. En caso de utilizar el producto en las áreas junto a la piscina o durante actividades en la playa o nieve, use sandalias, chancletas, u otro calzado apropiado.

Silicona

Algunas personas son sensibles a los materiales fabricados con silicona. En caso de reacción cutánea visible, descontinúe el uso inmediatamente.

Tenga en cuenta:

El diseño y fabricación de los equipos y componentes de Steeper están sujetos a una política de revisión periódica. Por lo tanto, la empresa se reserva el derecho de introducir cambios y retirar sus productos del mercado sin previo aviso.

Advertencia

No exponga la funda estética Skinenergy Plus a temperaturas excesivamente altas o llamas.

Si tiene alguna pregunta sobre su funda Skinenergy Plus, contacte a su protesista o distribuidor local.



8666 Huebner Road
Suite 112
San Antonio
TX 78240, EE.UU.

Tel: 210 481 4126
Correo electrónico: inquiries@steeperusa.com

www.steeperusa.com

Steeper Group
Unit 3, Stourton Link
Intermezzo Drive
Leeds, LS10 1DF

Tel: +44 (0) 870 240 4133
Correo electrónico: customerservices@steepergroup.com

www.steepergroup.com